Tabla de preparación de Neocate Syneo Infant

Para padres y cuidadores*

(Dilución estándar) 20 kcal/fl oz 0.66 kcal/ml

THE SETTING P PROGRAMMENT AND ADDRESS OF THE SETTING AND ADDRESS OF THE SET							
AND THE PARTY OF T							6
	Volumen	Volumen (Nater		Cantidad		Volumen final aproximado	
	de agua [†]		de polvo Neocate [‡]		A		
Basado en un	ue agua		cucharadas				
	fl oz	ml	(scoops)§	gramos	kcal	fl oz	ml
volumen inicial	1	30	1	4.7	21.9	1.1	35
uniforme de	2	60	2	9.4	43.8	2.2	65
agua:	3	90	3	14.1	65.7	3.3	100
	4	120	4	18.8	87.6	4.4	135
Estas recetas comienzan	5	150	5	23.5	110	5.5	165
con volúmenes exactos de	6	180	6	28.2	131	6.7	200
agua a los que se agregan cucharas niveladas sin	7	210	7	32.9	153	7.8	235
presionar.	8	240	8	37.6	175	9.0	270
Tenga en cuenta que	9	270	9	42.3	197	10.0	300
los volúmenes finales son aproximados.	10	300	10	47.0	219	11.1	335
aproximados.	11	330	11	51.7	241	12.2	365
Neocate Syneo Infant está	12	360	12	56.4	263	13.3	400
especialmente formulado para el manejo de la dieta	14	420	14	65.8	307	15.6	465
de bebés con alergia a la	16	480	16	75.2	350	17.8	535
leche de vaca, alergias a múltiples alimentos y	18	540	18	84.6	394	20.0	600
afecciones GI y alérgicas	20	600	20	94.0	438	22.2	665
relacionadas, incluidas	22	660	22	103	482	24.4	735
FPIES, EGID y GER relacionado con alergias	24	720	24	113	526	26.7	800
alimentarias.	26	780	26	122	569	28.9	865
	28	840	28	132	613	31.1	935
Para alimentación oral y por sonda: no se recomienda su	30	900	30	141	657	33.3	1000
uso en bebés con un catéter	32	960	32	150	701	35.6	1065
venoso central o una sonda	34	1020	34	160	745	37.8	1135
de alimentación pospilórica, a menos que un profesional	36	1080	36	169	788	40.0	1200
médico lo indique o	38	1140	38	179	832	42.2	1265
supervise. No apto para uso	40	1200	40	188	876	44.4	1335
parenteral.	42	1260	42	197	920	46.7	1400
Neocate [®] es una familia de	46	1380	46	216	1007	51.1	1535
alimentos médicos	50	1500	50	235	1095	55.6	1665
hipoalergénicos basados en aminoácidos. Neocate está	60	1800	60	282	1314	66.7	2000
diseñado para su uso bajo	70	2100	70	329	1533	77.8	2335

Cómo prepararlo

supervisión médica

Consulte la etiqueta de la lata para ver las instrucciones de preparación completas.

Información

importante sobre

la preparación

1. Lávese bien las manos y limpie el área de preparación. Vierta agua fría y hervida (por debajo de 104 °F/40 °C) en

un biberón o recipiente esterilizado.

85



LATA LLENA

2. Agregue la cantidad requerida de polvo Neocate Syneo Infant.



1864

3. Tape el biberón o recipiente y agite bien hasta que el polvo se disuelva.

95.0



2850

Nutricia recomienda usar agua hervida fría para la preparación y biberones esterilizados. Pregunte a su equipo de cuidado del bebé si necesita usar agua hervida fría para mezclar y si necesita hervir (esterilizar) los biberones, las tetinas y los anillos antes de usarlos.

- UTILIZAR ÚNICAMENTE BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA.
- Para obtener más información acerca del uso del producto, visite
- Alimente inmediatamente O refrigere inmediatamente entre 35 y
- 40 °F (2-4 °C) y utilice en un plazo de 24 horas.

2550

- · Deseche la fórmula que quede en el biberón 1 hora después del inicio de la alimentación.
- Mezclar con agua a más de 104 °F (40 °C) o
- calentar la fórmula por encima de los 104 °F (40 °C) puede disminuir los beneficios de los cultivos probióticos.
- No hierva la fórmula ni use un microondas para preparar o calentar la fórmula; pueden producirse quemaduras graves.

Almacenamiento

- Almacene la lata en un lugar fresco y seco (no en el refrigerador). No almacene a temperaturas extremas.
- Una vez abierta, vuelva a tapar la lata y úsela en el plazo de 2 semanas.

Nutricia North America recomienda utilizar una balanza para lograr una mayor precisión. Las cucharas que proporciona Nutricia están validadas para su uso con fórmulas Nutricia, por lo que son preferibles a las medidas caseras.

- Para la seguridad del paciente, Nutricia les indica a los cuidadores que solicitan instrucciones de mezcla usando diluciones no estándar, o recetas que utilizan medidas caseras en lugar de una balanza o las cucharas proporcionadas, que consulten con su equipo médico para obtener orientación. † Esta tabla supone que 1 fl oz = 30 ml. Los volúmenes de aqua son exactos, pero es posible que el volumen final de la fórmula preparada varíe
- ‡Las diluciones son más precisas cuando se pesa el polvo en lugar de medirlo con cucharadas. Las cucharadas deben estar niveladas sin presionar. Una (1) cucharada nivelada sin presionar son 4.7 gramos de polvo y aporta 21.9 kcal. Un (1) gramo aporta

4.66 kcal y sustituye ~0.71 ml de agua §Use la cucharada (scoop) incluída en la lata de fórmula.

Si tiene preguntas, comuníquese con: NutritionServices@Nutricia.com (800) 365-7354

neocate.com/shop/hypoallergenic-formulaand-products/syneo-infant

Última actualización: 29 de Agosto 2024



